

FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

Auto

N° SERIE

124R 2391547

RETOUR

33072

Compteur
Horaire

4364

Date réception SAV

24 AVR. 2023

Date de vente

Rép: 09/02/2021

Période de garantie

OUI NON

Forfait

OUI NON

Panne annoncée par le client

Aucune panne annoncée

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

Brocaille → Roulement d'un - Patte châssis support carte hs.

Réparation sous garantie OUI NON

Pièces remplacées

Groupe	Description	Quantité	N° série
M-315990-01	CARTE EcoStar Info / Auto		
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1	
M-315950-01	Châssis EcoStar Info/Auto équipé	1	LOT X452302
M-315950-04	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)		SN X453020248
M-315950-05	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)		
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm	1	
M-414820-12	TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm	1	
M-414820-13	TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm	1	
M-415920-03	TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2		
M-415920-02	Chicane EcoStar		
M-414570-01	Masse châssis GK425	1	
M-413970-06	MOUSSE CARTE ELEC		
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR		
M-415965-03	Clavier EcoStar Info		
M-415965-04	Clavier EcoStar Auto	1	
M-413910-00	Alimentation GK420—EU		
M-315930-10	CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"		
M-315940-11	CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"		
M-413970-01	SOUFFLET GK420	1	
M-214831-10	CABLE USB / MINI USB 2m (10 points)		
M-271550-00	CORDON MACHINE / MODEM GSM		

Observations

Technicien (ne)

AE

Date:

4 / 5 / 23