

FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

Auto

N° SERIE

184R 2200718
33074
1348

RETOUR

Compteur
Horaire

Période de garantie

OUI NON

Date réception SAV

REÇU
24 AVR. 2023
Rép:
03/03/2022

Date de vente

Forfait

OUI NON

Panne annoncée par le client

Aucune panne annoncée

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

Braquage & traces d'humidité dans la turbine.

Réparation sous garantie OUI NON

Pièces remplacées

Groupe	Description	Quantité	N° série
M-315990-01	CARTE EcoStar Info / Auto		
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1	LOT X452302
M-315950-01	Châssis EcoStar Info/Auto équipé	1	
M-315950-04	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)		SN X453021449
M-315950-05	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)		
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm	1	
M-414820-12	TUBE SIL. BLEU 3x6 L.240mm	1	
M-414820-13	TUBE SIL. ROUGE 3x6 L.240mm	1	
M-415920-03	TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2		
M-415920-02	Chicane EcoStar		
M-414570-01	Masse châssis GK425	1	
M-413970-06	MOUSSE CARTE ELEC		
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR		
M-415965-03	Clavier EcoStar Info		
M-415965-04	Clavier EcoStar Auto		
M-413910-00	Alimentation GK420--EU		
M-315930-10	CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"		
M-315940-11	CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"		
M-413970-01	SOUFFLET GK420	1	
M-214831-10	CABLE USB / MINI USB 2m (10 points)		
M-271550-00	CORDON MACHINE / MODEM GSM		

Observations

Technicien (ne)

Date: 4/5/23